

## MASAJEADOR DE RODILLA CON LUZ INFRARROJA Y LÁSER

Los masajeadores de rodilla pueden aliviar el dolor de rodilla a través del masaje, la vibración, la terapia de calor y láser, lo cual es beneficioso para aquellos que sufren de condiciones tales como artritis, sinovitis y lesiones de menisco.



### CARACTERÍSTICAS



### INCLUYE



**Tamaño:** 21cm x 16cm

**Peso:** 0.66kg

1. Masajeador de rodilla (1 pieza)
2. Manual de uso (1 pieza)
3. Cable de carga (1 pieza)
4. Caja (1 pieza)

● Garantía: 30 días.

## PRESENTACIÓN

### CARGA DEL EQUIPO

- Antes del primer uso, cargue completamente el producto y el tiempo de carga será de aproximadamente 3 a 4 horas.
- No se recomienda agotar completamente la batería.
- Cuando la luz de la batería parpadee, cárguela a tiempo.

#### Ambiente de trabajo

- Temperatura: +5°C - +40°C
- Humedad: <80%
- Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa

#### Entorno de transporte

- Temperatura: -20°C - +50°C
- Humedad: <90%
- Presión atmosférica: 70 ka - 106 Pa

### PRECAUCIONES

- Está prohibido introducir residuos en el espacio del masajeador.
- Está prohibido derramar líquido sobre el producto para evitar cortocircuitos y accidentes.
- No conecte ni desconecte el cable de carga con las manos mojadas.
- No utilice accesorios que no estén recomendados.
- No utilice este producto al aire libre o en ambientes húmedos y con altas temperaturas.
- Está prohibido que el producto sufra grandes impactos y cargas.
- Está prohibido usarlo mientras se duerme.

Fallo de uso	Problema	Solución
El producto no puede funcionar normalmente	El producto acaba de completar un masaje con temporizador de 10 min. y cambia automáticamente al modo espera.	Por favor, presione el botón de encendido de nuevo para reiniciar el equipo.
	El tiempo de uso es demasiado largo hace que el producto se sobrecaliente y corte automáticamente la energía.	Reutilizar el producto cuando este se haya enfriado.
El producto no se calienta	Cuando se usa fuera del rango de temperatura ambiente recomendado, el efecto de calentamiento no es obvio.	Recomendado para su uso a una temperatura ambiente de 15 - 35 grados celsius.
Sonido anormal del producto	Este sonido es causado por la estructura mecánica del producto.	Este sonido es normal y no significa que el producto este funcionando mal.
Detener durante la operación	La batería está agotada.	Conectar el cable de carga para cargar el equipo.
	El masaje cronometrado se detiene automáticamente después de 10 min.	Reiniciar