

PISTOLA DE MASAJE DE CALOR - WS020

la pistola de masaje con calor ICM THERAPY está equipada para ofrecer terapia de masaje de tejido profundo con facilidad. Se puede utilizar en casa o en lugares públicos, para aliviar la tensión muscular y el dolor. Esta pistola masajeadora viene con 7 cabezales de masajes intercambiables, cada uno diseñado para dirigirse a grupos musculares específicos y proporcionar una experiencia de masaje única.



CARACTERÍSTICAS

Con nuestra pistola de masajes con calor puedes personalizar tu experiencia de masaje para satisfacer tus necesidades específicas. Elija una velocidad más baja para un masaje suave o incremente para una terapia intensa.

- Adecuado para el masaje físico y el cuidado de la piel antes o después de hacer ejercicio.
- Acelera el calentamiento y la recuperación proporciona impulsos específicos de presión en el tejido muscular del cuerpo.
- Mejora el rango de flexibilidad y el movimiento, la inmersión expansiva proporciona un alivio integral al alcanzar las fibras musculares superficiales y profundas.

INCLUYE



1.	Masajeador (1 pieza)
2.	Cabezal caliente (1 pieza)
3.	Cabezal redonda (1 pieza)
4.	Cabezal cónica (1 pieza)
5.	Cabezal U (1 pieza)
6.	Cabezal plana (1 pieza)
7.	Cabezal tipo burbuja (1 pieza)
8.	Cabezal pulgar (1 pieza)
9.	Cargador tipo plug (1 pieza)
10.	Cable de carga para el cabezal caliente (1 pieza)
11.	Manual de uso (1 pieza)

- 6 meses de garantía.
- Registro INVIMA

PRESENTACIÓN

- 1 Cabezal de masaje.
- 2 Diseño Deportivo.
- 3 Panel de control.
- 4 Velocidad.
- 5 Poder.
- 6 Velocidad +.
- 7 Velocidad -.
- 8 Botón encendido/apagado.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Capacidad de la batería	900Ah
Tipo de batería	18350
Tiempo de carga	3 - 5 horas
Cargador aplicable	5v - 2A cargador tipo plug
Corriente de salida	0.21 - 0.23A
Tiempo de protección de encendido	15 Minutos
Temperatura máxima	1: 44 °C máx. 2: 56 °C máx. 3: 61 °C máx.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Use una toalla ligeramente húmeda para limpiar el dispositivo y séquela con un paño suave.

La cabeza del masajeador se desliza y se cae.	Compruebe si el cabezal de masaje está instalado en su lugar.
El producto no se podía encender.	Compruebe si la batería es suficiente para encenderse (por favor cargue durante más de 5 horas si no está en uso durante mucho tiempo).
El producto no se puede cargar.	Compruebe si el puerto de carga está conectado correctamente.
Se detiene repentinamente después de una carrera continúa de 10 minutos.	Este fenómeno es el ajuste de protección de largo plazo que cambie el modo de ejecución al modo de espera. (el reinicio está disponible pulsando el botón y es completamente normal)
El golpe agudo o una función de golpe se detiene después de que el cabezal del masajeador se bloquea.	Este fenómeno es el ajuste de función de protección anormal, cambiando del modo del funcionamiento, al modo de espera (el reinicio está disponible pulsando la tecla y es completamente normal).

PRECAUCIONES

- Se debe tener precaución en los pacientes en estado de embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño en la retina, uso de marcapasos, cirugías recientes, ataques epilepticos - migrañas, hernias discales, espondilosis, reemplazo articulares recientes.
- Se debe tener en cuenta que el uso del masajeador en menores de edad, debe estar supervisado por un adulto responsable.

ADVERTENCIAS

- Utilice el dispositivo de masaje solo en el tejido blando del cuerpo como desee sin causar dolor o incomodidad.
- Los moretones puede recurrir independientemente de la configuración del control o de la presión aplicada, detengase a la primera señal de dolor o incomodidad.
- No use el masajeador en zonas óseas del cuerpo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARAMETROS TÉCNICOS

Descripción	Pistola de masaje con calor
Tensión Nominal	25 2V
Frecuencia Nominal	20-58Hz
Duración Batería	6h
Cargador	25.2V
Baterías	6 baterías
Amplitud	10mm
P1: 1-3 Nivel P2: 7-10 Nivel P3: 16-20 Nivel	Modo de ciclo de bajo nivel. Modo de ciclo de nivel medio. Modo de ciclo de alto nivel.

FUNCIONAMIENTO

1. Alinee y conecte la batería a la base de la unidad, asegúrese de que esté bien ajustada en su lugar.
2. Encienda el dispositivo moviendo el interruptor de encendido en la parte inferior de la batería a la posición "ON" Apague el dispositivo moviendo el interruptor de encendido en la parte a la posición "OFF".
3. Presione los botones + o - para ajustar la velocidad del masajeador.
4. Masajea la parte deseada del cuerpo a la velocidad deseada aplicando presión según sea necesario.

CABEZAL CALIENTE



CABEZALES

<p>Cabezal caliente Se utiliza principalmente para masajear todas las áreas del cuerpo y relievando la fatiga muscular</p>	<p>Cabezal redonda Se utiliza principalmente para masajes de tejidos profundos como las palmas de las manos, las plantas, las articulaciones, las venas.</p>
<p>Cabezal Cónica Se utiliza principalmente para los grandes grupos musculares, como los brazos, la orilla inferior, el qlutes, los muslos y las pantorrillas</p>	<p>Cabezal de U utiliza principalmente para los músculos salientes, tales como El cuello y la columna vertebral</p>
<p>Cabezal Plana Apta para cualquier parte o zona del cuerpo.</p>	<p>Cabezal Tipo Burbuja Para la relajación muscular de todo el cuerpo.</p>
	<p>Cabezal Pulgar Ideal para la mayoría de los grupos musculares, brazos, espalda, cintura, piernas.</p>