

GEL CONDUCTOR

Su principal función es facilitar la conducción de corrientes eléctricas o ondas sonoras entre un dispositivo y la piel del paciente.

Medio altamente conductivo para procedimientos de ultrasonido, electroterapia, exámenes de diagnóstico etc.



CARACTERÍSTICAS

Los geles conductores tienen una amplia gama de aplicaciones, entre las que destacan:

- **Electroestimulación:** Se utiliza para tonificar músculos, reducir la celulitis y modelar el cuerpo. El gel permite que la corriente eléctrica penetre en la piel y estimule los tejidos.
- **Ultrasonidos:** Se emplea en tratamientos faciales y corporales para limpiar la piel en profundidad, mejorar la circulación y reducir la inflamación. El gel facilita la transmisión de las ondas sonoras.
- **Radiofrecuencia:** Se usa para reafirmar la piel y reducir las arrugas. El gel conductor asegura una distribución uniforme de la energía y protege la piel.

PRESENTACIÓN



TAMAÑOS

Gel conductor 250cc

Gel conductor 1000cc

Gel conductor 3785cc