


LAMAGNETO PRO
I-TECH MEDICAL DIVISON

LaMagneto Pro es el dispositivo de magnetoterapia ideal para aquellas personas con un miembro de la familia que tiene dificultades para usar dispositivos electromédicos, gracias a la capacidad de preestablecer terapias e iniciarlas con un solo clic.

Dispositivo médico con certificación conforme al Reglamento (UE) 2017/745 (MDR).



CARACTERÍSTICAS

Con la capacidad de operar dos tratamientos simultáneamente en diferentes áreas del cuerpo, La Magneto brinda flexibilidad y conveniencia para adaptarse a las necesidades.

- 2 canales independientes.
- 63 programas.
- Pantalla a color.
- Frecuencia de 1 a 120 Hz.
- Modalidad “Bloquear” programa.
- Intensidad del campo magnético hasta 200 gauss por canal.
- Lista “Últimos 10” programas utilizados.
- Tamaño: 180 x 110x 50 mm
- Contador de terapias realizadas y horas totales de uso.
- Tiempo de tratamiento 45 minutos.

INCLUYE



1.	Dispositivo LaMagneto pro (1 pieza)
2.	Aplicadores a faja con 3 solenoides (1 piezas)
3.	Aplicador profesional con pareja de solenoieds (1 piezas)
4.	Alimentador médico (1 pieza)
5.	Imán de verificación (1 pieza)
6.	Maletín portátil (1 pieza)
7.	Bandas de tejido (TNT) 15x150cm
8.	Manual de uso (1 piezas)

- 1 año de garantía.
- Registro Invima.

PRESENTACIÓN

- 1 Pantalla a color .
- 2 Botón arriba.
- 3 Botón izquierda.
- 4 Botón abajo.
- 5 Botón derecha.
- 6 Botón OK selección.
- 7 Botón apagado rapido/atrás.
- 8 Indicador de luz de terapia.
- 9 Botón encendido/apagado.
- 10 Enchufe conector canal 1.
- 11 Enchufe conector canal 2.



PROGRAMAS

01 Osteoporosis	22 Lesión cartílago	43 Nocturno 15 Hz
02 Artrosis	23 Lesión ligamento	44 Nocturno 50 Hz
03 Artritis	24 Edema óseo	45 Nocturno 75 Hz
04 Artrosis cervical	25 Tendinitis	46 Autoscan
05 Dolor articular	26 Condropatia	47 Tratamiento 1 Hz
06 Cervicalgia	27 Antinflamatorio	48 Tratamiento 4 Hz
07 Dolor crónico	28 Latigazo	49 Tratamiento 5 Hz
08 Fracturas	29 Cicatrización	50 Tratamiento 8 Hz
09 Epicondilitis	30 Ulcera cutánea	51 Tratamiento 10 Hz
10 Epitrocleitis	31 Discopatía	52 Tratamiento 15 Hz
11 Pseudoartrosis	32 Mialgia	53 Tratamiento 16 Hz
12 Lumbago	33 Neuropatía	54 Tratamiento 20 Hz
13 Dolor lumbar	34 Desgarro muscular	55 Tratamiento 30 Hz
14 Artrosis hombro	35 Calambres musculares	56 Tratamiento 40 Hz
15 Artrosis rodilla	36 Rizartrosis	57 Tratamiento 50 Hz
16 Periartritis	37 Síndrome de Impingement	58 Tratamiento 60 Hz
17 Coxartrosis	38 Túnel carpiano	59 Tratamiento 70 Hz
18 Atrofia Muscular	39 Prótesis titanio	60 Tratamiento 75 Hz
19 Tratamiento muscular	40 Manguito rotador	61 Tratamiento 80 Hz
20 Osteonecrosis	41 Túnel del tarso	62 Tratamiento 90 Hz
21 Algodistrofia	42 Nocturno 1 Hz	63 Tratamiento 100 Hz