

NEBULIZADOR COMPRESOR

MODELO: MCN-S600MC

Este **dispositivo médico** está diseñado para administrar medicamentos directamente a los pulmones en forma de vapor, facilitando el tratamiento de enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis, la EPOC, las alergias o infecciones pulmonares. Gracias a su sistema de compresión, convierte el medicamento líquido en una niebla fina que se inhala a través de una mascarilla o boquilla.



CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para administrar diversos tratamientos en aerosol a usuarios adultos y pediátricos (a partir 2 años) en el ámbito de la asistencia domiciliaria. Su uso está indicado siempre que un médico o profesional sanitario administre o prescriba productos médicos en aerosol a un paciente utilizando un nebulizador de pequeño volumen.

El nebulizador desechable se utiliza para administrar diversos tratamientos en aerosol a pacientes adultos y pediátricos, tanto en el ámbito de la asistencia domiciliaria como en el hospitalario. Su uso está indicado siempre que un médico o profesional sanitario administre o prescriba productos médicos en aerosol a un utilizando un nebulizador de pequeño volumen.

INCLUYE



1. Nebulizador compresor (1 pieza)
2. Máscara para adulto (1 pieza)
3. Máscara para niño (1 pieza)
4. Boquilla (1 pieza)
5. Chupo para bebés (1 pieza)
6. Manguera de aire comprimido (1 pieza)
7. Vaso de nebulizador (1 pieza)
8. Repuesto para filtro de aire.

PRESENTACIÓN

- 1 Máscara (opcional).
- 2 Switch de encendido y apagado.
- 3 Tubo conector.
- 4 Manguera de aire comprimido
- 5 Aberturas de aire.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Clasificación de instrumento	Clase II
Tamaño	160*155*84mm.
Vida útil	3 años.
Tipo	Nebulizador portátil del compresor
Aplicación	Home Hospital Clínica
Peso	1,22 kg por unidad
Ruido	Por debajo de 65 dBA
Material	Plásticos del ABS
Propiedades	Terapia respiratoria
Volumen para atomizar la taza	6ml/7ml/8ml

PRECAUCIONES

- No utilice nunca la unidad si tiene alguna pieza dañada (incluido el cable de alimentación).
- La unidad no debe utilizarse en lugares donde se utilicen gases inflamables, oxígeno o productos en aerosol.
- Desconecte la unidad de la toma eléctrica antes de limpiarla, llenarla y después de cada uso.
- No utilice otros accesorios a menos que lo recomiende el fabricante.

ADVERTENCIAS

- NO coloque ni guarde el producto donde pueda caerse o ser golpeado en una bañera, fregadero, agua u otro líquido.
- NO colocar ni dejar caer en agua u otro líquido.
- NO coja un producto que se haya caído al agua u otro líquido.
- ALGUNA DE LAS PIEZAS DE LA CARCASA DEL MOTOR SE DESPRENDIERA O ROMPIERA, DEJANDO AL DESCUBIERTO EL MOTOR O CUALQUIER OTRO COMPONENTE ELÉCTRICO, DEBE INTERRUMPIRSE INMEDIATAMENTE EL FUNCIONAMIENTO PARA EVITAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS ADICIONALES AL PRODUCTO.