

TANQUE DE PARAFINA

WAXWEL 6 LBS

La terapia de parafina es uno de los métodos más efectivos de aplicación de calor para aliviar el dolor provocado por artritis, la rigidez muscular. La parafina también hidrata, con lo que se obtiene una piel mas suave y saludable. La unidad WaxWel es resistente para uso contínuo en clínicas de alto tráfico.



CARACTERÍSTICAS

- Una de las mejores formas de aplicar calor para aliviar el dolor de la artritis y la rigidez es a través de la terapia con parafina. Además de humectar, la parafina produce una piel más suave y saludable.
- El dispositivo WaxWel opera entre un rango de temperatura de 125 y 134 grados Fahrenheit y es lo suficientemente robusto para uso continuo en clínicas con alto tráfico de pacientes. También es ligero y portátil.

INCLUYE



1. Tanque de parafina waxwel (1 pieza)
2. libra de parafina sin olor (6 piezas)
3. Cable conector a corriente (1 pieza)
4. Bolsas plásticas (65 piezas)
5. Manual de uso (1 pieza)
6. Guante térmico (1 pieza)
7. Botín térmico (1 pieza)

• GARANTÍA 3 MESES

PRESENTACIÓN

- 1 Tapa.
- 2 Material plástico duradero ABS.
- 3 Luz indicadora de encendido.
- 4 Conector cable de carga.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Potencia	120V- 60Hz
Temperatura de funcionamiento:	125° -135° (51° -57° C)
Capacidad	libras (1 galón/4 litros)
Ciclo de trabajo	continuo
Diseño ergonómico con bordes redondeados para el paciente	
Calentador de bajo vatio reduce el uso de energía	
Exterior permanece fresco al tacto durante la operación	
El tanque de metal distribuye el calor uniformemente	
Tanque de gran tamaño (hasta talla 43)	
La parafina se derrite en 50-60 minutos aproximadamente	
Material	carcasa exterior de plástico ABS duradero
Peso	18 libras
Dimensiones	45cm x 5.cm x 33cm

PRECAUCIONES

- No usar al bañarse o ducharse.
- Si el artefacto cae accidentalmente en agua o líquido, ¡NO TOCAR, desenchúfelo inmediatamente!
- No aplique cera caliente cerca de los ojos u otras áreas sensibles al calor, a cualquier lesión abierta, lesión en la piel o erupción cutánea.

ADVERTENCIAS

- Desenchufe siempre la unidad WaxWel Parafina Bath de la toma de corriente inmediatamente después de usarla.
- Deje que el aparato se enfríe completamente antes de manipularlo, limpiarlo o almacenarlo.
- No continúe usando esta unidad si experimenta dolor, incomodidad o irritación.