

PEDAL EJERCITADOR ELÉCTRICO

Tonifica tu cuerpo y logra ese físico de ensueño sin preocupaciones! Este equipo de fitness está diseñado para ofrecer entrenamiento tanto en la parte superior como en la parte inferior del cuerpo. lo hace ideal para varios pesos de usuario.

Nuestro pedal ejercitador eléctrico sirve para ejercicios de brazos y piernas (pedal). Indicado para rehabilitación muscular, aplicaciones de fisioterapia, personas mayores o personas con movilidad reducida.



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para realizar ejercicios de bajo impacto tanto con las piernas como con los brazos. Es ideal para personas en rehabilitación física, adultos mayores o quienes buscan mantenerse activos desde casa o la oficina. Entre sus características destacan su pantalla digital que muestra tiempo, velocidad, distancia y calorías, además de sus pedales con correas ajustables para mayor seguridad y comodidad durante el uso.

- Ayuda a personas con movilidad reducida a ejercitar brazos y piernas desde una posición sentada o acostada.
- Muy útil en fisioterapia para pacientes con problemas neuromusculares, después de cirugías, o con condiciones como artritis o Parkinson.
- Ideal para adultos mayores o personas que no pueden hacer ejercicios intensos.
- Mejora la circulación, la movilidad articular y el tono muscular.

INCLUYE



1. Dispositivo Pedal eléctrico (1 pieza)
2. Soportes (2 piezas)
3. Pedales ajustables (2 piezas)
4. Manual de uso (1 pieza)
5. Control remoto (1 pieza)
6. Adaptador a corriente (1 pieza)
7. Herramienta de armado.

PRESENTACIÓN

- 1 Botón de encendido y apagado 
- 2 Selección de tiempo. 
- 3 Botón disminución de velocidad. 
- 4 Botón aumento de velocidad. 
- 5 Botón de reversa. 
- 6 Botón encendido/apagado. 
- 7 Pantalla digital.
- 8 Pedales.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Pedal Ejercitador Eléctrico
Peso neto del producto	6 kg
Poder	70W
Material	ABS + Partes metálicas
Tamaño	Altura: 29cm, ancho 30 cm y largo: 49cm
Peso máximo del usuario	120 kg
Velocidad	12 velocidades
Frecuencia nominal	110 V ~ 220 V, 50 Hz / 60 Hz.
Potencia del motor	70 W.

PRECAUCIONES

Consulte a su médico antes de utilizar la minibicicleta, especialmente si padece alguna de las siguientes afecciones:

- Pacientes con cancer.
- Convalecencia después de cirugía reciente.
- Antecedentes de problemas cardíacos.
- Problemas de cadera.
 - Trombosis.
- Huesos fracturados.
- Ataques epilépticos.
- No usar durante el embarazo