

LAMAGNETO

I-TECH MEDICAL DIVISON

LaMagneto es el último modelo de magnetoterapia que te permite reducir el dolor y las inflamaciones cómodamente desde tu casa.

Dispone de 46 programas terapéuticos preestablecidos, actualizados según los últimos estudios clínicos, y 2 canales de salida independientes para realizar diferentes tratamientos en dos partes del cuerpo al mismo tiempo, incluso en pareja.

Dispositivo médico con certificación conforme al Reglamento (UE) 2017/745 (MDR).



CARACTERÍSTICAS

Con la capacidad de operar dos tratamientos simultáneamente en diferentes áreas del cuerpo, La Magneto brinda flexibilidad y conveniencia para adaptarse a las necesidades.

- 46 programas.
- 2 canales independientes.
- Pantalla a color.
- Frecuencia de 1 a 100 Hz.
- Intensidad del campo magnético hasta 150 gauss por canal.
- Lista "Últimos 10" programas utilizados.
- Tamaño: 180 x 110x 50 mm
- Tiempo de tratamiento 45 minutos.

INCLUYE



1.	Dispositivo LaMagneto (1 pieza)
2.	Aplicadores a faja con 3 solenoides (2 piezas)
3.	Alimentador médico (1 pieza)
4.	Imán de verificación (1 pieza)
5.	Maletín portátil (1 pieza)
6.	Bandas de tejido (TNT) 15x150cm
7.	Manual de uso (1 piezas)

- 1 año de garantía.
- Registro Invima.

- 1 Pantalla a color .
- 2 Botón arriba.
- 3 Botón izquierda.
- 4 Botón abajo.
- 5 Botón derecha.
- 6 Botón OK selección.
- 7 Botón apagado rapido/atrás.
- 8 Indicador de luz de terapia.
- 9 Botón encendido/apagado.
- 10 Enchufe conector canal 1.
- 11 Enchufe conector canal 2.



01	Osteoporosis	17	Coxartrosis	33	Neuropatía
02	Artrosis	18	Atrofia Muscular	34	Desgarro muscular
03	Artritis	19	Tratamiento muscular	35	Calambres musculares
04	Artrosis cervical	20	Osteonecrosis	36	Rizartrosis
05	Dolor articular	21	Algodistrofia	37	Síndrome de Impingement
06	Cervicalgia	22	Lesión cartílago	38	Túnel carpiano
07	Dolor crónico	23	Lesión ligamento	39	Prótesis titanio
08	Fracturas	24	Edema óseo	40	Manguito rotador
09	Epicondilitis	25	Tendinitis	41	Túnel del tarso
10	Epitrocleititis	26	Condropatía	42	Nocturno 1 Hz
11	Pseudoartrosis	27	Anti-inflamatorio	43	Nocturno 15 Hz
12	Lumbago	28	Latigazo	44	Nocturno 50 Hz
13	Dolor lumbar	29	Cicatrización	45	Nocturno 75 Hz
14	Artrosis hombro	30	Úlceras cutáneas	46	Autoscan
15	Artrosis rodilla	31	Discopatía		
16	Periartritis	32	Mialgia		